

# INSTRUÇÕES DE USO

## SUPLEMENTO GTC

Suplemento para Meio de Cultura; Cód. FD044 – 5VL

MARCA: HIMEDIA

**Finalidade de uso:**

É um suplemento antibiótico recomendado para isolamento seletivo de espécies de *Enterococcus*.

**Quantidade:**

Um frasco é suficiente para 500 mL de meio.

**Composição por frasco:**

Gentamicina: 1.25 mg

**Procedimento de Utilização:**

Reidrate assepticamente o conteúdo de 1 frasco com 2 mL de água destilada estéril. Mexa bem e adicione assepticamente o conteúdo a 500 mL de Agar Base GTC (M922) derretido e estéril. Mexa gentilmente e despeje em placas de Petri.

**Suplemento compatível com os meios:**

Código	Meio	Quantidade de meio em gramas
M922	Agar Base GTC	24.38 / 500 mL

**Condições de Armazenamento:**

Armazenar suplemento resfriado abaixo de 2-8°C. Use antes de expirar a data de validade.

**Validade:** 2 anos.